

# Benchmark Scientific Produkty pro laboratorní stanovení COVID-19

## BENBV101-E Vornado™



kat.č. BENBV101-E

**Benchmark**  
Scientific 

- Pro vortexování zkumavek do objemu 50 ml
- Inst-Touch™ dotykem aktivovaný senzor
- Velmi malý – pouze 10 cm
- K dispozici v pěti barevných provedeních

**Cena: 5 475,-  
Kč bez DPH**

## BENBV1010-E BenchMixer™ XL



kat.č. BENBV1010-E

- Vysokorychlostní vortexování mnoha zkumavek na jednou
- Až 2500 ot./min, zaručený proces v každé zkumavce
- Široký sortiment příslušenství pro různě velké zkumavky
- Pulzní program pro intervalové míchání

**Cena: 79 625,-  
Kč bez DPH**

## BENBV1005 Mortexer™



kat.č. BENBV1005

- Speciální Multi-Head™ pro 8 mikrozkušavek
- Výkonný motor pro účinné vortexování
- Kontinuální provoz nebo senzor dotyku
- Dynamický vyrovnávací systém Q-Drive™
- Variabilní rychlost od 200 do 3400 ot./min
- Široká škála příslušenství

**Cena: 7 825,-  
Kč bez DPH**

**BENBSH200 SUCHÁ LÁZEŇ MYBLOCK MINI DIGITAL**

kat.č. BENBSH200-E

- Kompaktní, malé rozměry, verze pro ohřívání nebo chlazení
- Vyměnitelné bloky pro zkumavky 0.2 až 50 ml
- Jednoduchý touchpad, digitální ovládání
- Propojení dvou po sobě jdoucích programů (pouze model chlazení)
- Bloky se prodávají samostatně, lze vyrobit i bloky na zakázku

**Cena: 7 575,-  
Kč bez DPH****BENC2417 MC-24™ DOTYKOVÁ VYSOKORYCHLOSTNÍ MIKROCENTRIFUGA**

kat.č. BENC2417-E

- Plně barevná dotyková obrazovka
- Tlačítko mySpin, kompaktní design
- COMBI-Rotor™ pro 24 x 1.5/2.0ml zkumavek a 2 PCR stripy
- Unikátní systém proudění vzduchu, udržuje vzorky v chladu
- Max. 16 800 x g

**Cena: 55 750,-  
Kč bez DPH****BENC3200 CENTRIFUGA LC-8 LAB S ROTOREM 8 X 15ML**

kat.č. BENC3200-E

- Kapacita: 8 x 15 ml kónické zkumavky nebo 5 - 15ml krevní zkumavky
- Max 5 000 ot./min.; 3070 x g
- Bezpečnostní zámek víka, zabraňuje otevření víka před zastavením rotoru
- Unikátní design proudění vzduchu udržuje vzorky v chladu

**Cena: 17 300,-  
Kč bez DPH**

**BENC2000 MIKROCENTRIFUGA PLATEFUGE™**

kat.č. BENC2000-E

- Pro centrifugaci PCR a mikrotitračních destiček do velikosti 25 mm/ 24 x 0.2 PCR stripů
- Unikátní konstrukce výkyvného rotoru zabraňuje rozlití (patentováno)
- Poloviční velikosti tradičních odstředivek

**Cena: 19 675,-  
Kč bez DPH****BENC1008-(B,G,C,R,P)-E MYFUGE™ MINI CENTRIFUGA SE 2 ROTORY**

kat.č. BENC1008-(B, G, C, R, P)-E

- Upevnění rotoru Klik-N-Lok™ INSTANT
- 8pozicový rotor pro 1.5/2.0 ml zkumavky, rotor pro 4 x 8 PCR stripů, adaptér na 0.5ml zkumavky
- Tichý provoz, velmi rychlé zpomalení

**Cena: 7 950,-  
Kč bez DPH**

Ceny jsou platné k 12.8.2020

