

AKČNÍ NABÍDKY ČERVENEC-SRPEN-ZÁŘÍ

InfinityLab fitinky pro HPLC a UHPLC, včetně příslušných kapilár

Quick Connect a Quick Turn fitinky s inovativním pružinovým systémem poskytují **spolehlivé spojení s nulovým mrtvým objemem**, čímž napomáhají předcházet nežádoucím tvarům píků, ztrátě rozlišení a všem problémům souvisejícím s podtékáním spojů v HPLC.



PROMO KÓD: QC721

25% sleva

InfinityLab Poroshell 120 kolony s pevným jádrem

HPLC a UHPLC kolony s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem Poroshell přináší zvýšení efektivity a spolehlivosti pro LC separační techniky. **Více než 12 unikátních fází a velikostí částic 4 µm, 2.7 µm a 1.9 µm** umožňují široký výběr selektivity od tradiční HPLC až k UHPLC.




PROMO KÓD: P120

25% sleva

GC kolony Agilent

Nabídka se vztahuje **na všechny GC kolony z portfolia Agilent** mimo kolony na zakázku. Jedno z největších portfolií GC kolon na trhu – např. řada Ultra Inert, WAX kolony, PLOT kolony, náplňové kolony a v neposlední řadě také nevyčerpatelné množství různých fází polysiloxanových GC kolon, pokrývajících kompletní spektrum GC a GC/MS aplikací.



PROMO KÓD: GC721

25% sleva

BIO HPLC kolony

Jestli zajímá Vás analýza proteinů nebo syntetických peptidů, tak zkuste nové kolony **AdvanceBio Peptide Plus**. Kolony jsou stabilní v širokém rozsahu pH (1-11). Jsou také vhodné pro práci s mobilními fázemi s nízkou iontovou silou.



PROMO KÓD: BIOLC

25% sleva

Wellington standards pro PFAS analýzy

Standards Wellington Laboratories dle nejvíce používaných EPA metod. Např.: EPA-533PAR, EPA-533ES, EPA-533IS, EPA-537PDS-R1, EPA-537SS-R1, EPA-537IS, PFAC-24PAR, PFAC30PAR, ...



PROMO KÓD: PFAS421

10% sleva

Tlakový extraktor X-TRACTION

Extraktor X-TRACTION je jednopozicový extrakční systém určený **pro tlakovou extrakci pevných vzorků (potraviny, krmiva, vzorky životního prostředí aj.), které jsou suché a nelepivé.**


NOVINKA!

kontakt: jindriska.dolinova@hpst.cz



AKČNÍ NABÍDKY ČERVENEC-SRPEN-ZÁŘÍ

Peristaltické pumpy Shenchen

Sleva **na všechny modely peristaltických pump řady LabN** k dávkování kapalin od objemu 0.166 µl/min do 6 663 l/min + akce 10 % na modely s novou hlavou Easypump I – VI.



 **BAODING SHENCHEN
PRECISION PUMP CO., LTD.**

PROMO KÓD: SH721

15% sleva

Stříkačkové filtry CHROMAFIL® Xtra

Vyzkoušejte prémiové stříkačkové filtry Macherey Nagel z materiálů PTFE, GF/PTFE, PES, PA, GF/PA a CA nyní se slevou 20 %.



 **MACHEREY-NAGEL**

PROMO KÓD: MN721

20% sleva
produkty ve slevě (pdf)

Isolute ENV+ Biotage

Sleva na **Isolute ENV+** s hyperzesítným hydroxylovaným polystyren-divinylbenzenovým kopolymerem, které jsou **určené pro extrakci analytů z velkoobjemových vzorků vody nebo polárních kyselých, bazických a neutrálních léčiv a metabolitů z biologických tekutin.**



PROMO KÓD: ENV

10% sleva

Rotační mixéry Miulab

Rotační mixéry Miulab určené pro míchání vzorků tkání, krve a moči, **pro stanovení glukózy, proteinů, DNA či extrakci vzorků** – 10 % na vybrané modely.



kat.č. HMIRH-18+

PROMO KÓD: RM721

10% sleva

Manifold mediwax

Manifold mediwax – 12 nebo 24pozicový systém pro rychlou a účinnou přípravu vzorků – 10 %.



kat.č. LUB82401

PROMO KÓD: MWX

10% sleva

Ultralehké ochranné brýle

- CE dle EN166 a EN 170
- ultra lehký antialergenní materiál
- integrované boční čočky
- nastavitelné v délce a sklonu
- hmotnost: 34 g
- čočka: čirá, speciálně upravená proti poškrábání, 100% UV ochrana (do 380 nm)



kat.č. 9006001

110 Kč bez DPH