

Molekulová spektroskopie Agilent

Agilent Cary 60

Skvělý pomocník především pro rutinu i výzkum.
Jedinečný optický design s xenonovou zábleskovou lampou.
Kdykoliv připraven měřit, s vysokou rychlostí a spolehlivostí.
Vysoce odolný s mnohaletou výdrží.

- Duální paprsek
- 190 – 1100 nm
- Silikonové fotodiody
- 24 000 nm/min



CENA: 180 – 230 tisíc Kč bez DPH

Agilent Cary 3500

Nový a unikátní spektrofotometr.

Jedinečné uspořádání spektrofotometru umožní měření až 8 vzorků zároveň v ten samý okamžik.
Skvělé možnosti termostatování, rychlé nastavení teploty, velký rozsah, případně i různá teplota na jednotlivých kyvetách.
Vysoká přesnost, vysoká průchodnost vzorků.

- Dvoupaprskový
- 190-1100 nm
- 150 000 nm/min
- Měření až 8 vzorků zároveň



CENA: 400 – 600 tisíc Kč bez DPH

Agilent Cary 630

Nejmenší FTIR na světě se skvělou výkoností.
Skvělý pomocník především pro rutinní měření, nebo například pro studenty. Jednoduché zacházení, a to i díky velice intuitivnímu a návodnému softwaru.
Velice variabilní a nabízí širokou škálu příslušenství (ATR, transmise, DRIFTS a další.)



CENA: 400 – 600 tisíc Kč bez DPH

Molekulová spektroskopie Agilent

Agilent Vaya

Novinka roku 2020.

Ruční Raman pro kontrolu vstupních surovin.

Unikátní technologie, díky které je možné měřit i přes neprůhledné materiály oproti klasickým Ramanům.

Velká úspora času a nákladů.

Vhodné i pro farmaceutické provozy.

CENA od 1,2 milionu Kč bez DPH



Metash spektrofotometry



Firma Metash Instruments Co. vznikla v roce 2008, vyrábí laboratorní a výzkumné přístroje. Portfolio firmy tvoří kompletní řada UV-Vis spektrofotometrů, mikrovlnné rozkladné systémy a TOC analyzéry. Standardem přístrojů je vysoká kvalita a dobrý servis. Produkty formy Metash se uplatňují v nejrůznějších odvětvích jako je životní prostředí, potravinářský, kosmetický, chemický a farmaceutický průmysl, ale i oblast biologických věd. Metash dodává přístroje do více než 80-ti zemí po celém světě.

Portfolio Metash

Můžeme Vám nabídnout spektrofotometry jak jednopaprskové tak i dvoupaprskové.

Lze vybírat rozsahy od 190 nebo od 325 nm do 1000/1100 nm.

Možnost ovládání přímo ze spektrofotometrů ale i z PC.

Speciální řešení pro měření DNA a RNA – Biofotometr B-500.

CENY od 20 do 200 tisíc Kč bez DPH



Pro podrobnější informace a další přístroje z molekulové spektroskopie [klikněte zde](#).

Mgr. Martina Háková

Produktový specialista

@ martina.hakova@hpst.cz

+420 730 572 998



Agilent

Authorized
Distributor

METASH