



HPST, s.r.o
Na Jetelce 69/2
192 00 Praha 9
Česká republika

Tel.: +420 244 001 231
Fax: +420 244 011 235
E-mail: info@hpst.cz
Web: www.hpst.cz

IC: 25791079
DIČ: CZ25791079
Citibank a.s., Praha 6
č.ú.: 2504270118/2600

analytická instrumentace, spotřební materiál, PC, periferie, služby,
poradenství, servis



Agilent Technologies

Authorized Distributor

Agilent OpenLAB CDS

Doporučená konfigurace:

CPU: i5-6500, 3.0GHz a vyšší

RAM: 8GB 2133Mhz a vyšší

SSD 256GB OS a více

(volitelné) HDD 1TB DATA

NETWORK: 2x LAN 1GigE, 1xRS-232

MONITOR: 24", FullHD, IPS a vyšší

Laserová myš, klávesnice stand.

Windows 7/8.1/10 EN Pro 64-bit

Minimální konfigurace:

CPU: i5-4.gen, 2.6GHz

RAM: 4GB

HDD 500GB

NETWORK: 1x LAN 1GigE, 1xRS-232

MONITOR: 19", 1600x900, a vyšší

Myš stand. , klávesnice stand.

Windows 7/8.1/10 EN Pro 64-bit