



Doporučená konfigurace počítače

pro Agilent Masshunter a OpenLAB CDS

Doporučená konfigurace:

CPU: i5-9500, 3.0GHz a vyšší

RAM: 8GB 2666Mhz a vyšší

SSD 256GB pro OS

HDD 1TB pro DATA

NETWORK: 2x LAN 1GigE,(volitelné) 1xRS-232

MONITOR: 24", FullHD, IPS a vyšší

Laserová myš, klávesnice stand.

Windows 10 Pro EN 64-bit Build 19.03 a vyšší

Minimální konfigurace:

CPU: i5-7500, 3.0GHz a vyšší

RAM: 4GB 2133Mhz a vyšší

SSD 256GB pro OS a DATA

NETWORK: 2x LAN 1GigE,(volitelné) 1xRS-232

MONITOR: 21", FullHD a vyšší

Laserová myš, klávesnice stand.

Windows 10 Pro EN 64-bit Build 19.03 a vyšší