

Předkolonové a in-line ručně utahovatelné filtry EXP2 jsou ideální pro ochranu UHPLC kolon s malými částicemi při extrémních tlacích.

Filtry EXP2 pomáhají prodloužit životnost UHPLC systému a chrání Vaši investici bez nutnosti snížení výkonu.

**Propagační sady filtrů EXP2
nyní za výrazně nižší ceny!**



EXP2 držák předkolony



EXP2 držák in-line filtru



EXP2 kartridge

Výhody filtrů EXP2

- Snadno použitelné řešení filtrace, které je ve srovnání s alternativami robustnější a nákladově efektivnější
- Prodlužuje životnost UHPLC systémů a chrání investice bez nutnosti ztráty výkonu
- Maloobjemové kartidge s nízkou disperzí jsou jednosměrné
- Všechny držáky obsahují fitinky EXP
- Hlubková filtrace prodlužuje životnost filtrační patrony maximalizací kapacit
- Automatické nastavení připojení s nulovým mrtvým objemem a opětovné připojení pro všechny porty 10-32
- Konstrukce Free-Turn® umožňuje uživateli měnit kartridge ručně, aniž by došlo k porušení jakýchkoli spojů
- Koncovka z nerez oceli eliminuje tření
- Schváleno pro použití při 20 000+ psi (1400+ bar)

Filtry EXP2

Kat.č.	POPIS PRODUKTU		Cena v Kč bez DPH
15-04-05497	E EXP2 Pre-Column Holder and (3)	F ilter Cartridges, 2µm	14 200
15-04-05498	E EXP2 In- Line F ilter Holder and (3)	F ilter Cartridges, 2µm	13 300
15-04-05499	E EXP2 Pre-Column Holder and (3)	F ilter Cartridges, 0.5µm	14 200
15-04-05500	E EXP2 In- Line F ilter Holder and (3)	F ilter Cartridges, 0.5µm	13 300
15-04-05501	E EXP2 Pre-Column Holder and (3)	F ilter Cartridges, 0.2µm	14 200
15-04-05502	E EXP2 In- Line F ilter Holder and (3)	F ilter Cartridges, 0.2µm	13 300