

MACHEREY-NAGEL

# Tenkovrstevná chromatografie



Chromatografie



## TOP produkty pro TLC

- Účinná
- Reprokovatelná
- Robustní

Kup 5 – získej 1 balení  
815381.1 zdarma\*



MACHEREY-NAGEL

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



## Co je TLC?

Jedná se o rychlou, snadnou a nákladově efektivní metodu pro separaci směsí látek pomocí plochých destiček vyrobených ze skla, hliníku nebo polyesteru potažených oxidem křemičitým nebo jiným separačním médiem.

## K čemu se používá?

Běžná metoda využívaná ve farmacii, potravinářském průmyslu, analýze přírodních sloučenin nebo organických syntézách pro kontrolu identity, výtěžku nebo složení látek a produktů.

## Proč volit TLC produkty MACHEREY-NAGEL?

- Ucelená řada velikostí desek, povrchových úprav a podkladů
- Předem potažené desky připravené k okamžitému použití
- Homogenní, hladké a dobře přilnavé vrstvy
- Konzistentní vysoká kvalita napříč šaržemi i deskami

Promo 2023

Kup  
5 – získáš  
1 balení  
815381.1  
zdarma\*



Detaily REF 815381.1

Standardní silikagel  
Pro kapalinovou flesh  
chromatografii

(Silikagel 60 M, velikost částic:  
0,04–0,063 mm, balení 1000 g  
v plastových lahvích)

## Informace pro objednání **PROMO KÓD pro eshop.hpst.cz: TLCMN**

Popis	Kat. číslo	Velikost (cm)	Tloušťka vrstvy (mm)	Balení	
<b>ALUGRAM® Xtra hliníkové desky</b>					
ALUGRAM® Xtra SIL G/UV <sub>254</sub>	818329	2.5 x 7.5	0.2	200	2 476
ALUGRAM® Xtra SIL G/UV <sub>254</sub>	818331	4 x 8	0.2	50	672
ALUGRAM® Xtra SIL G/UV <sub>254</sub>	818332	5 x 20	0.2	50	1 347
ALUGRAM® Xtra SIL G/UV <sub>254</sub>	818333	20 x 20	0.2	25	2 457
<b>Skleněné desky</b>					
TLC plates SIL HD UV <sub>254</sub>	809220	10 x 10	0.25	25	1 393
TLC plates SIL HD UV <sub>254</sub>	809222	10 x 20	0.25	50	3 695
TLC plates SIL HD UV <sub>254</sub>	809223	20 x 20	0.25	25	3 295
TLC plates SIL HD UV <sub>254</sub>	809227	5 x 10	0.25	50	2 512
<b>POLYGRAM® polyesterové desky</b>					
POLYGRAM® SIL G/UV <sub>254</sub>	805901	2.5 x 7.5	0.2	200	2 476
POLYGRAM® SIL G/UV <sub>254</sub>	805021	4 x 8	0.2	50	672
POLYGRAM® SIL G/UV <sub>254</sub>	805022	5 x 20	0.2	50	1 347
POLYGRAM® SIL G/UV <sub>254</sub>	805023	20 x 20	0.2	25	2 457

Akční  
ceny!



Altium International s.r.o.  
Na Jetelce 69/2 · 190 00 Praha 9  
info@hpst.cz · Tel.: +420 244 001 231

www.mn-net.com

**MACHEREY-NAGEL**



Flyer TLC promotion eni



Management System  
EN ISO 13485:2016  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com