

## Koncentrátory LabEva Zakoncentrování vzorků

Koncentrátor LabEva je určen pro zakoncentrování vzorků. Odpařování je zajišťováno ohřevem vzorků a odfoukáváním rozpouštědla proudem inertního plynu popř. vzduchu. Přístroj může být využit také pouze pro ohřev vzorků.



HMINDK200-1NP  
za **21 400 Kč** bez DPH

Model s jedním hliníkovým blokem  
(HMINDK200-1N) za **24 500 Kč** bez DPH




HMINDK200-2NP  
za **23 900 Kč** bez DPH


Model s jedním hliníkovým blokem  
(HMIMINI-100N) za **11 975 Kč** bez DPH



Model se dvěma hliníkovými bloky  
(HMINDK200-2N) za **26 500 Kč** bez DPH



Model (VISIBLE) s čelními průřezy  
v hliníkovém bloku, kterými lze sledovat  
množství odpařovaného vzorku v jednotlivých  
pozicích (HMINK200-1BN) za **24 500 Kč** bez DPH



Model pro zahušťování malých  
objemů v mikrotitračních destičkách nebo  
v Eppendorf zkumavkách 0.2 ml  
(HMINDK200-1A) za **26 000 Kč** bez DPH

Ceny jsou platné k 14. 9. 2023. **V ceně koncentrátorů nejsou vyhřívací bloky.**

**Technické parametry:**

Pracovní teplota	+ 5 až 150 °C nad okolní teplotu (+ 5 až 100 °C nad okolní teplotu pro model MINI-100N)
Rozlišení	± 0.5 °C pro teploty od 40 do 100 °C
Přesnost regulace	± 0.5 °C
Výkon ohřevu	< 30 min z teploty 40 na 150 °C
Nastavení času	1 min – 99 h 59 min (1 s - 999 min pro model MINI-100N)

Katalogové číslo vyhřívacího bloku	Model koncentrátoru	Průměr otvoru	Počet otvorů	Rozměr bloku (š x h x v, mm)	Cena (Kč bez DPH)
HMIDT01A	HMINDK200-1N/NP nebo HMINDK200-2N/NP	6 mm	12	95,5 x 76,5 x 50  Bloky jsou určeny pro zkumavky s kulatým dnem	2 625,-
HMIDT02A		7 mm	12		2 625,-
HMIDT03A		10 mm	12		2 625,-
HMIDT04A		12 mm	12		2 625,-
HMIDT05A		13 mm	12		2 625,-
HMIDT06A		15 mm	12		2 625,-
HMIDT07A		16 mm	12		2 625,-
HMIDT08A		19 mm	12		2 625,-
HMIDT09A*		20 mm	6		2 625,-
HMIDT10A*		26 mm	6		2 625,-
HMIDT11A**		28 mm	4		2 625,-
HMIDT12A***		40 mm	2		2 625,-
HMIDT13A		0,5 ml, centrifugační zkumavky	12		2 625,-
HMIDT14A		1,5 ml centrifugační zkumavky	12		2 625,-
HMIDT15A		2,0 ml centrifugační zkumavky	12		2 625,-
HMIDT16A	0,2 ml zkumavky	12	2 625,-		
HMIDT19A	Na zakázku	Na zakázku	Na zakázku	Na vyžádání	
HMIDT17A	HMINDK200-1A	96 pozicové plato	96	78 x 114 x 26	3 975,-
HMIDT18A	HMINDK200-1A	Blok s plochým dnem	1	81 x 123 x 19	3 975,-
HMINK01	VISIBLE HMINK200-1BN	10 mm	12	153,5 x 96 x 49  Bloky jsou určeny pro zkumavky s kulatým dnem	4 550,-
HMINK02		12 mm	12		4 550,-
HMINK03		13 mm	12		4 550,-
HMINK04		15 mm	12		4 550,-
HMINK05		16 mm	12		4 550,-
HMINK06		19 mm	12		4 550,-
HMINK07		20 mm	6		4 550,-
HMIMINIP-C	HMIMINI-100N	15 mm	6	1 650,-	
HMIMINIP-D		16 mm	6	1 650,-	

\* Pro tyto bloky je nutno objednat sušící nástavec s 6 (HMINDK200-1N/NP) nebo 12 (HMINDK200-2N/NP) jehlami. **Ceny jsou platné k 14. 9. 2023**

\*\* Pro tento blok je nutno objednat sušící nástavec se 4 (HMINDK200-1N/NP) nebo 8 (HMINDK200-2N/NP) jehlami.

\*\*\* Pro tento blok je nutno objednat sušící nástavec se 2 (HMINDK200-1N/NP) nebo 4 (HMINDK200-2N/NP) jehlami.

Po dohodě s dodavatelem je možno objednat výměnné hliníkové bloky s jakoukoli velikostí otvorů a kombinací pozic. Pro zpracování nabídky vyhřívacího bloku dle vlastní specifikace zašlete prosím následující údaje: průměr vrtání, hloubku vrtání, tvar dna otvoru.

Na přání lze vyhotovit i model přístroje s vyšší vyhřívací částí včetně vyššího vyhřívacího bloku.