

Inline filtry Agilent

Chraňte svoji kolonu před nežádoucími nečistotami pocházejícími z různých částí systému (vzorky, opotřebované části systému, znečištěné mobilní fáze) a používejte **Agilent InfinityLab Quick Change inline filtr**, který vychytává drobné nečistoty před vstupem do kolony.


Co můžete získat používáním Agilent InfinityLab Quick Change inline filtru:

- Významné prodloužení životnosti kolony nebo předkolonek
- Snížení provozních nákladů na analýzu vzorku
- Oproti běžným filtrům můžete provést až 100 výměn filtru bez netěsností
- Tlaková odolnost 1300 bar



Agilent InfinityLab Quick Change inline filtry

(zleva: flexibilní varianta filtru s kapilárou, zprava: fixní zapojení do kolony)



Výhody použití Agilent InfinityLab Quick Change inline filtru:

- Snadné manuální dotažení při výměně filtračního disku (bez rizika podtěkání z nedostatečného utažení)
- Bezdotyková výměna filtračních disků pro minimalizaci kontaminace
- Široký výběr rozměrů a velikosti porozity filtračních disků pro každý HPLC systém





2,1 mm
0,2 µm

2,1 mm
0,5 µm


4,6 mm
0,2 µm

4,6 mm
0,5 µm

4,6 mm
2,0 µm



Inline filtry Agilent



InfinityLab Quick Change inline filter

1. Kapilára, SST, délka: 90 mm
2. Pouzdro filtru (dvě části)
3. Fitingy pro uchycení kapiláry
4. Filtrační disky, 5 ks v balení
5. Tělo filtru včetně Quick Turn fittingu

NOVINKA!

Nová verze inline filtru včetně fittingu pro umístění před kolonu.

Sady inline filtrů

kat.č. **5067-1603**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly for UHPLC (incl. 5 filter discs 2.1 mm id, 0.2 µm porosity), with 90 mm flexible capillary

kat.č. **5067-1602**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly for HPLC (incl. 5 filter discs 4.6 mm id, 0.5 µm porosity), with 90 mm flexible capillary

kat.č. **5067-1606 NOVINKA!**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly with rigid capillary for HPLC (incl. 5 filter discs 4.6 mm id, 0.5 µm porosity)

kat.č. **5067-1607 NOVINKA!**

InfinityLab Quick Change inline filter assembly with rigid capillary for UHPLC (incl. 5 filter discs 2.1 mm id, 0.2 µm porosity)

NOVINKA!

kat.č. **5067-5966** - Quick Turn Fitting

kat.č. **5043-0924** - Ferrule for Quick Turn Fitting

Filtrační disky

kat.č. **5067-1610**

Filter discs, 2.1 mm id, 0.2 µm porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1611**

Filter discs, 2.1 mm id, 0.5 µm porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1612**

Filter discs, 4.6 mm id, 0.2 µm porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1613**

Filter discs, 4.6 mm id, 0.5 µm porosity, 5/pk

kat.č. **5067-1614**

Filter discs, 4.6 mm id, 2.0 µm porosity, 5/pk

Náhradní kapiláry

kat.č. **5023-3344**

Capillary, stainless steel, 0.12 mm id, 90 mm length, 2x extra-long fittings, pre-swaged on one end, non-swaged on the other end, for inline filter for UHPLC

kat.č. **5023-3343**

Capillary, stainless steel, 0.17 mm id, 90 mm length, 2x extra-long fittings, pre-swaged on one end, non-swaged on the other end, for inline filter for HPLC



Zde se můžete podívat
jak vyměnit in-line filtr



Aktualizace: 19. 2. 2024