

Lahve na rozpouštědla s bezpečnostními uzávěry

Chtěli byste mít bezpečné pracovní prostředí ve Vaší laboratoři? Nemáte obavy z výparů rozpouštědel, která stojí na Vašem HPLC systému? Jednoduché řešení každodenního problému nabízí lahev **InfinityLab Stay Safe**. Tato lahev je určena k tomu, abyste do ní mohli umístit nepoužívané hadičky pro přívod mobilní fáze a díky bezpečnostním víčkům se rozpouštědla nemohla odpařovat. Víčka zároveň minimalizují kontaminaci ultračistých HPLC a LCMS rozpouštědel ze vzduchu v laboratoři.

	Promytí HPLC s běžnou lahví	Promytí HPLC s lahví InfinityLab Stay Safe
 Vyhněte se škodlivým výparům	Několik hadiček a víček v jedné lahvi znamená nekontrolovatelné odpařování rozpouštědel do ovzduší v laboratoři.	Bezpečnostní víčka pevně zašroubovaná do každého hrdla promývací láhve spolehlivě brání samovolnému úniku par rozpouštědla do ovzduší laboratoře.
 Snadná manipulace	Jednotlivé promývací hadičky mohou snadno vypadnout z nedokonale utěsněné nebo otevřené lahve.	Snadná manipulace s jednotlivými hadičkami bez rizika samovolného překroucení nebo vyklouznutí.
 Zabraňte nechtěnému nasávání vzduchu	Víčka i samotné hadičky jen volně visí a při náhodném vyklouznutí může dojít k nechtěnému nasávání vzduchu do HPLC.	Všechny hadičky jsou pevně přichyceny k bezpečnostním víčkům, což brání nežádoucímu nasávání vzduchu do HPLC.



Startovací balíček obsahující promývací lahev s více hrdly (PN 5043-1339), včetně setu bezpečnostních ventilů (PN 5043-1222) - 4 bezpečnostní uzávěry s filtry a ventily



kat.č. 5043-1340

Zhlédněte, jak se snadno se speciální zásobní lahví na rozpouštědla pracuje.



Samostatná promývací lahev s více hrdly

kat.č. 5043-1339

Set 4 bezpečnostních uzávěrů s filtry a ventily



kat.č. 5043-1222

Objednejte si od nás i další produkty z řady InfinityLab Stay Safe pro bezpečné prostředí ve Vaší laboratoři.



kat.č. **9301-6528**
InfinityLab solvent bottle, clear, 1 L
kat.č. **9301-6528**
InfinityLab solvent bottle, amber, 1 L
kat.č. **9301-6529**
InfinityLab identification silicone
rings, 8/pk



kat.č. **5065-4421**
Solvent bottle (GL45) clear, 2 L,
2 inlets, with cap

kat.č. **5043-1339**
InfinityLab Stay Safe
purging bottle, 1L



kat.č. **5043-1337**
Waste can, 10 L, with S60
thread. Recommend for use
with InfinityLab Stay Safe cap
(kat.č. **5043-1336**)



kat.č. **5043-1196**
6 L waste can GL45



kat.č. **5043-1217**
InfinityLab stay safe
cap, GL45, 1 port.
Includes 1 fitting
(3.2 mm) and 1
venting valve



kat.č. **5043-1218**
InfinityLab stay safe cap,
GL45, 2 ports. Includes
2 fittings (3.2 mm)
and 1 venting valve



kat.č. **5043-1192**
InfinityLab thread
adapter, GL45(M)
to GPI 38(F), PTFE.
For InfinityLab Stay
Safe cap



kat.č. **5043-1220**
InfinityLab stay safe
cap, GL45, 4 ports
for waste. Includes
4 fittings (2 x 3.2 mm,
1 x 2.3 mm, 1 x 1.6 mm)
and 1 leak hose



kat.č. **5043-1190**
InfinityLab venting valve
with time strip. For use with
InfinityLab Stay Safe Caps



kat.č. **5043-1193**
InfinityLab charcoal filter
with time strip, 58 g. For
use with InfinityLab Stay
Safe Waste Caps



Fittings

kat.č. **5043-1214** green, 1.6 mm tubing
kat.č. **5043-1215** purple, 2.3 mm tubing
kat.č. **5043-1216** red, 3.2 mm tubing
kat.č. **5043-1198** white, screw plug,
1/8 inch, PTFE, 2/pk



kat.č. **5043-1207**
2-port waste collector