



ANALYTICKÉ A SEMI-MIKRO VÁHY EQUINOX

ADAM
S C A L E S & B A L A N C E S

Analytické váhy EQUINOX přinášejí dokonalou přesnost do laboratoří, které provádějí velmi podrobné testování. EQUINOX jsou ideální pro vědecká pracoviště, výzkumná zařízení, oddělení kontroly kvality, přírodovědné obory, a výrobní aplikace vyžadující výjimečně přesné výsledky. Barevný dotykový displej poskytuje intuitivní ovládání s pestrou nabídkou řídicích ikon a snadno dostupnými aplikacemi a funkcemi.

Univerzální a odolné VÁHY EQUINOX poskytují intuitivní ovládání a snadno dostupné funkce.

10% SLEVA

PROMO KÓD: ADAM2025
PLATNÁ DO: 30. 6. 2025

KOMBINACE MODERNÍHO STYLU A PŘESNÉHO VÝKONU

- Velký, citlivý 5palcový dotykový displej s rozlišením 800 x 480 pixelů
- Indikátor rovnováhy (vodováha) a nastavitelné nožky zajišťují správné nastavení váhy pro optimální výsledky vážení
- Bezpečnostní slot pro volitelný zámek typu Kensington a kabel, který pomáhá předcházet poškození
- Velká vážicí miska z nerezové oceli třídy 304 umožňuje snadné čištění
- Rozhraní RS-232 zajišťuje rychlou komunikaci s počítačem a tiskárnou
- USB rozhraní pro paměťovou kartu
- Vestavěná paměť pro ukládání programů a nastavení
- Externí kalibrace umožňuje ověření a justování pomocí závaží
- Volitelné digitální filtrování pomáhá minimalizovat působení vibrací a rušení
- Bezpečnostní kontrola heslem zabraňuje neoprávněnému přístupu
- Vytisknuté dokumenty obsahují datum a čas pro snazší sledování dat v rámci Správné laboratorní praxe
- Funkce přednastavení táry urychluje proces opakovaného vážení
- Možnost přednastavení velikosti vzorků s počítáním jednotlivých částí
- Vícejazyčný displej



Klíčové příslušenství:

AIP termotiskárna: Snadno použitelné funkce v kombinaci s rychlým nastavením ve všestranné termotiskárně. Jedno tlačítko a tři snadno čitelné LED indikátory usnadňují ovládání.

Program sběru dat AdamDU: Software AdamDU propojuje váhu s laboratorní sítí a pomáhá tak dosáhnout bezproblémového sběru, přenosu a analýzy dat. DU se vyznačuje snadno použitelným rozhraním s hlavním příkazovým oknem, které uživatelům umožňuje rychle shromážďovat informace až z osmi vah ADAM současně pomocí připojení RS-232 nebo USB.

104008036	Antivibrační stůl
1060014262	Sada pro hustotu
3012014259	Ochranný kryt
1120015779	ATP2 termotiskárna
3126011263	termopapír pro ATP tisk
3126011281	termopapír pro ATP tisk, 10 ks

ANALYTICKÉ A SEMI-MIKRO VÁHY EQUINOX

3014011014
700100046
600002028
700660290
1120014641
700100410
700100398
700100399
700100400
700100401
700100022
700100023
700100419
700100420
700100421
700100026
700100207

RS-232 kabel M-F
Zámek a kabel Kensington
AdamDU Program sběru dat
Kalibrační certifikát
AIP tiskárna
ABI-1 Ionizátor
E1 Kalibrační závaží 5g
E1 Kalibrační závaží 10g
E1 Kalibrační závaží 20g
E1 Kalibrační závaží 50g
E2 Kalibrační závaží 100g
E2 Kalibrační závaží 200g
Set kalibračního závaží E1 1mg - 50g
Set kalibračního závaží E1 1mg - 100g
Set kalibračního závaží E1 1mg - 200g
Set kalibračního závaží E2 1mg - 200g
Set kalibračního závaží E2 1g - 200g

Model	EAB 125i	EAB 225i	EAB 124e	EAB 224e	EAB 314e	EAB 124i	EAB 224i	EAB 314i	EAB 414i	EAB 514i
Kapacita (g)	62g/ 120g	82g/ 220g	120g	220g	310g	120g	220g	310g	410g	510g
Odečitelnost	0.01mg/ 0.1mg	0.01mg/ 0.1mg	0.0001g							
Opakovatelnost	0.03mg/ 0.1mg	0.05mg/ 0.1mg	0.0001g						0.35mg	
Linearita (+/-)	0.08mg/ 0.2mg	0.1mg/ 0.2mg	0.0003g	0.0004g	0.0003g	0.0004g	0.0005g			
Minimální navážka (USP)	10mg									
Velikost plochy	80 mm Φ									
Jednotky hmotnosti	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, dle zákazníka									
Čas stabilizace	6s					4s				
Rozhraní	RS-232, USB									
Kalibrace	Interní auto-			Externí				Interní auto-		
Displej	Dotykový, 13 mm velké číslice									
Napájení	24V 50/60Hz 500mA adaptér									
Okolní teplota	10° až 30°C									
Krytí	ABS plast									
Ochranný štít	192 x 195 x 230 mm									
Rozměry	224 x 374 x 338 mm									
Hmotnost	7.2 kg									

