



ANALYTICKÉ VÁHY LUNA

ADAM
SCALES & BALANCES

Analytické váhy LUNA jsou navrženy tak, aby vyhovovaly většině laboratorních aplikací. Řada LUNA nabízí vylepšený výkon pro rychlejší a přesnější měření. Intuitivní displej s moderním designovým podsvícením dodává modelům sofistikovanou jednoduchost. LCD displej zobrazuje velké, snadno rozeznatelné 24mm číslice v bílé barvě na černém pozadí.

Pro snadné ovládání jsou navigační tlačítka barevně odlišena, což uživatelům pomáhá provádět složitější funkce i s minimálním zaškolením. LUNA disponuje rozhraním USB a RS-232 pro usnadnění sběru dat a přenosu do počítače nebo tiskárny. Konstrukce z ABS plastu a odolná pánev z nerezové oceli třídy 304 umožňuje snadné čištění a odolnost i v náročných laboratorních podmínkách. LUNA je k dispozici ve čtyřech modelech s kapacitou až 250 g a nabízí odečitelnost 0.0001 g, což umožňuje provádět základní i velmi přesné měřicí úlohy.

KOMBINACE MODERNÍHO STYLU A PŘESNÉHO VÝKONU

- Podsvícený LCD displej snadno viditelný za jakýchkoli světelných podmínek
- Barevně odlišená tlačítka usnadňují rychlé rozpoznání těch nejčastěji používaných
- Indikátor rovnováhy (vodováha) a nastavitelné nožky zajišťují správné nastavení váhy pro optimální výsledky vážení
- Bezpečnostní slot pro volitelný zámek typu Kensington a kabel, který pomáhá předcházet poškození
- Velká vážicí miska z nerezové oceli třídy 304 umožňuje snadné čištění
- Utěsněná klávesnice chrání před vnějšími nečistotami a politím
- Rozhraní USB a RS-232 zajišťují rychlou komunikaci s počítačem a tiskárnou
- Externí kalibrace umožňuje ověření a justování pomocí závaží
- Vícejazyčný displej
- Možnost přednastavení velikosti vzorků
- Vytisknuté dokumenty obsahují datum a čas pro snazší sledování dat v rámci Správné laboratorní praxe
- Volitelné digitální filtrování pro dynamické vážení (např. zvířat) poskytuje konzistentní výsledky pro pohyblivé se předměty
- Automatické vypnutí pro úsporu energie



10% SLEVA

PROMO KÓD: ADAM2025
PLATNÁ DO: 30. 6. 2025

ANALYTICKÉ VÁHY LUNA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové příslušenství:

AIP tiskárna: Snadno použitelná vysokorychlostní jehličková tiskárna AIP se připojuje k jakémukoli zařízení obsahujícímu rozhraní RS-232 nebo USB. Komunikace je plynulá a rychlá, protože AIP automaticky detekuje nastavení váhy. AIP se vyznačuje odolnou ABS plastovou konstrukcí a snadno se používá, protože funguje pouze pomocí vypínače a tlačítka pro podávání papíru.

AIP termotiskárna: Snadno použitelné funkce v kombinaci s rychlým nastavením ve všestranné termotiskárně. Jedno tlačítko a tři snadno čitelné LED indikátory usnadňují ovládání.

104008036
3074010267
3012014259
1120015779
3014011014
700100046
600002028
700660290
1120014641
700100410
700100207
700100022
700100023
700100232
700100026

Antivibrační stůl
USB kabel
Ochranný kryt
ATP2 termotiskárna
RS-232 kabel M-F
Zámek a kabel Kensington
AdamDU Program sběru dat
Kalibrační certifikát
AIP tiskárna
ABI-1 Ionizátor
Set kalibračního závaží E2 1g až 200g
Kalibrační závaží E2 100g
Kalibrační závaží E2 200g
Kalibrační závaží E2 50g
Set kalibračního závaží E2 1mg - 200g

Model	LAB 84e	LAB 124e	LAB 214e	LAB 254e	LAB 84i	LAB 124i	LAB 214i	LAB 254i
Kapacita (g)	80	120	210	250	80	120	210	250
Odečitatelnost (g)	0.0001							
Opakovatelnost (g)	0.0001							
Linearita (+/-)	0.0002			0.0003	0.0002			0.0003
Min. váha (g)	0.01							
Velikost plochy	80 mm Φ							
Jednotky hmotnosti	mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, dle zákazníka							
Čas stabilizace	2 s							
Rozhraní	RS-232 / USB							
Kalibrace	Externí				Interní auto-/externí			
Displej	LCD, číslice 24 mm velké							
Napájení	18 VDC 50/60Hz 830mA adaptér							
Okolní teplota	15 – 35 °C							
Krytí	Plast ABS							
Ochranný štít	Komora 192 x 195 x 230 mm							
Rozměry	224 x 374 x 338 mm							
Hmotnost	5.8 kg				6.2 kg			

