



PŘESNÉ VÁHY EQUINOX

10% SLEVAPROMO KÓD: ADAM2025
PLATNÁ DO: 30. 6. 2025**ADAM**
S C A L E S & B A L A N C E S

Přesné váhy EQUINOX přinášejí přesnost do laboratoří, které provádějí velmi podrobné testování. EQUINOX jsou ideální pro vědecká a výzkumná zařízení, zařízení pro kontrolu kvality, přírodovědné obory a výrobní aplikace vyžadující výjimečně přesné výsledky. Barevný dotykový displej poskytuje intuitivní ovládání s pestrou nabídkou řídicích ikon a snadno dostupnými aplikacemi a funkcemi. Naše nejsofistikovanější váha s jasnými výsledky pouhým dotykem.



KOMBINACE MODERNÍHO STYLU A PŘESNÉHO VÝKONU

- Velký, citlivý 5palcový dotykový displej s rozlišením 800 x 480 pixelů
- Indikátor rovnováhy (vodováha) a nastavitelné nožky zajišťují správné nastavení váhy pro optimální výsledky važení
- Bezpečnostní slot pro volitelný zámek typu Kensington a kabel, který pomáhá předcházet poškození
- Velká vázicí miska z nerezové oceli třídy 304 umožňuje snadné čištění
- Rozhraní RS-232 zajišťují rychlou komunikaci s počítačem a tiskárnou
- USB rozhraní pro paměťovou kartu
- Vestavěná paměť pro ukládání programů a nastavení
- Externí kalibrace umožňuje ověření a justování pomocí závaží
- Volitelné digitální filtrování pomáhá minimalizovat působení vibrací a rušení
- Bezpečnostní kontrola heslem zabraňuje neoprávněnému přístupu
- Vytisknuté dokumenty obsahují datum a čas pro snazší sledování dat v rámci Správné laboratorní praxe
- Funkce přednastavení táry urychluje proces opakovaného vážení
- Možnost přednastavení velikosti vzorků s počítáním jednotlivých částí
- Vícejazyčný displej
- Celkové výsledky v paměti přístroje
- Kontrolní vážení se zvukovým alarmem



Klíčové příslušenství:

AIP termotiskárna: Snadno použitelné funkce v kombinaci s rychlým nastavením ve všestranné termotiskárně. Jedno tlačítko a tři snadno čitelné LED indikátory usnadňují ovládání.

Program sběru dat AdamDU: Software AdamDU propojuje váhu s laboratorní sítí a pomáhá tak dosáhnout bezproblémového sběru, přenosu a analýzy dat. DU se vyznačuje snadno použitelným rozhraním s hlavním příkazovým oknem, které uživatelům umožňuje rychle shromažďovat informace až z osmi vah ADAM současně pomocí připojení RS-232 nebo USB.

1060014262 Sada pro hustotu pro váhy
do 0.001g odečitatelnosti
3012014260 Ochranný kryt
1120015779 ATP2 termotiskárna

PŘESNÉ VÁHY EQUINOX

3126011263

3126011281

3014011014

700100046

600002028

700660290

700100008

700100007

700100009

700100012

700100010

termopapír pro ATP termotiskárnu
termopapír pro ATP termotiskárnu,
10 ks

RS-232 kabel M-F

Zámek a kabel Kensington

AdamDU Program sběru dat

Kalibrační certifikát

F1 Kalibrační závaží 500g

F1 Kalibrační závaží 100g

F1 Kalibrační závaží 1kg

F1 Kalibrační závaží 200g

F1 Kalibrační závaží 2kg

Model	EPB 363e	ETB 723e	ETB 3202e	ETB 6202e	ETB 8202e	EPB 363i	EPB 723i	EPB 1203i	EPB 2103i	ETB 3202i	ETB 6202i
Kapacita (g)	360	720	3200	6200	8200	360	720	1200	2100	3200	6200
Odečitatelnost	0.001g		0.01g		0.001g		0.01g				
Opakovatelnost	0.6mg	0.001g	0.005g	0.01g		0.6mg	0.001g		0.005g		0.01g
Linearita (+/-)	0.003g	0.002g	0.02g	0.03g		0.003g	0.002g	0.003g		0.02g	0.03g
Min. váha (g)	20mg		20g		20mg		100mg		20g		
Velikost plochy	110 mm Φ		185 x 185 mm		110 mm Φ		185 x 185 mm				
Jednotky hmotnosti	g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, dle zákazníka										
Čas stabilizace	2s		3s		4s	2s		3s		2s	3s
Rozhraní	RS-232, USB										
Kalibrace	externí					Interní auto-					
Displej	Dotyková obrazovka, 13mm velké číslice										
Napájení	9VDC 1A adaptér	24V 50/60Hz 500mA adaptér	9VDC 1A adapter	24V 50/60Hz 500mA adaptér		9VDC 1A adaptér	24V 50/60Hz 500mA adaptér		9VDC 1A adaptér	24V 50/60Hz 500mA adaptér	
Okolní teplota	10 – 30 °C										
Krytí	ABS plast										
Ochranný štít	192x195x115mm			N/A			192x195x115mm			N/A	
Rozměry	224x374x219mm			224x374x95mm			224x374x219mm			224x374x95mm	
Hmotnost	6.6 kg					6.9 kg					

