



PŘESNÉ VÁHY LUNA

LUNA = odolnost a elegance s vysokou přesností a výkonem...

Přesné váhy LUNA, které se vyznačují širokým výběrem rozsahů váživosti a odečitelnosti, jsou vhodné pro různé potřeby rychlého a zároveň přesného vážení v různých laboratořích. LUNA kombinuje odolnost a výkon ve stylovém designu s velkým LCD displejem, který zobrazuje výsledky pomocí 24mm velkých číslic v bílé barvě na černém pozadí. LUNA umožňuje snadné připojení s počítačem či tiskárnou pomocí RS-232 a USB. Konstrukce vah je ze snadno čistitelného ABS plastu a odolná vážicí miska z nerezové oceli třídy 304.

Hlavní vlastnosti:

- Podsvícený LCD displej snadno viditelný za jakýchkoli světelných podmínek
- Barevně odlišená tlačítka usnadňují rychlé rozpoznání těch nejčastěji používaných
- Indikátor rovnováhy (vodováha) a nastavitelné nožky zajišťují správné nastavení váhy pro optimální výsledky vážení
- Bezpečnostní slot pro volitelný zámek typu Kensington a kabel, který pomáhá předcházet poškození
- Velká vážicí miska z nerezové oceli třídy 304 umožňuje snadné čištění
- Utěsněná klávesnice chrání před vnějšími nečistotami a politím
- Rozhraní USB a RS-232 zajišťují rychlou komunikaci s počítačem a tiskárnou
- Externí kalibrace umožňuje ověření a justování pomocí závaží
- Vícejazyčný displej
- Možnost přednastavení velikosti vzorků s počítáním jednotlivých částí
- Vytisknuté dokumenty obsahují datum a čas pro snazší sledování dat v rámci Správné laboratorní praxe (GLP)
- Volitelné digitální filtrování pro dynamické vážení (např. zvířat) poskytuje konzistentní výsledky pro pohybující se předměty
- Automatické vypnutí pro úsporu energie
- AC adaptér součástí dodávky

Příslušenství:

3074010267	USB kabel
3012014260	Ochranný kryt
1120015779	ATP2 termotiskárna
3014011014	RS-232 kabel M-F
700100046	Zámek a kabel Kensington
600002028	AdamDU Program sběru dat



700660290	Kalibrační certifikát
1120014641	AIP tiskárna
700100049	Set kalibračního závaží F1 1g až 200g
700100042	Set kalibračního závaží F1 1g až 500g
700100027	Set kalibračního závaží F1 1g až 100g
700100070	Set kalibračního závaží F1 1g až 2kg
700100008	Kalibrační závaží F1 500g
700100007	Kalibrační závaží F1 100g
700100009	Kalibrační závaží F1 1kg
700100012	Kalibrační závaží F1 200g
700100010	Kalibrační závaží F1 2kg
700100013	Kalibrační závaží F1 5kg

10% SLEVA

PROMO KÓD: ADAM2025

PLATNÁ DO: 30. 6. 2025

Model	LPB 223e	LPB 423e	LPB 623e	LPB 823e	LPB 223i	LPB 423i	LPB 623i	LPB 823i
Kapacita (g)	220	420	620	820	220	420	620	820
Odečitatelnost (g)	0.001							
Opakovatelnost (g)	0.002							
Linearita (+/-)	0.003							
Velikost plochy	120 mm Ø							
Jednotky hmotnosti	mg, g, ct, GN, dr, oz, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, dle zákazníka							
Čas stabilizace	2 s							
Rozhraní	RS-232 / USB							
Kalibrace	Externí				Interní auto-/externí			
Displej	LCD, číslice 24 mm velké							
Napájení	18 VDC 50/60Hz 830mA adaptér							
Okolní teplota	15 – 35 °C							
Krytí	Plast ABS							
Ochranný štít	Komora 192 x 195 x 115 mm							
Rozměry	224 x 374 x 219 mm							
Hmotnost	4.1 kg		5.9 kg		4.5 kg		6.3 kg	

Model	LTB 2602e	LTB 3602e	LTB 4602e	LTB 6002e	LTB 2602i	LTB 3602i	LTB 4602i	LTB 6002i	LBB 6001e	LBB 8001e	LBB 12001e	LBB 15001e
Kapacita (g)	2600	3600	4600	6000	2600	3600	4600	6000	6000	8000	12000	15000
Odečitatelnost (g)					0.01				0.1			
Opakovatelnost (g)					0.02				0.2			
Linearita (+/-)					0.03				0.3			
Velikost plochy	185 x 185 mm											
Jednotky hmotnosti	g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb:oz, oz, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, dle zákazníka								g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb:oz, oz, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, dle zákazníka			
Čas stabilizace	2 s											
Rozhraní	RS-232 / USB											
Kalibrace	Externí				Interní auto-/externí				Externí			
Displej	LCD, číslice 24 mm velké											
Napájení	18 VDC 50/60Hz 830mA adaptér											
Okolní teplota	15 – 35 °C											
Krytí	Plast ABS											
Ochranný štít	N/A											
Rozměry	224 x 374 x 95 mm											
Hmotnost	4.5 kg				5.9 kg				4.5 kg			

