



ROTAČNÍ VAKUOVÉ ODPARKY

Rotační vakuové odparky výrobce LabTech s.r.l. jsou novým konceptem při rutinních laboratorních procesech založených na destilacích či odpařování.

Odparky LabTech řady EV mají inovativní a ergonomický design s barevným displejem pro sledování a ovládání rychlosti otáčení a teploty, motorizovaný vertikální zdvih, širokou škálu odpařovacích baněk, možnost online přidávání vzorku přes teflonový ventil a je možno je pro ještě účinnější proces doplnit přídatným vakuovým a chladícím příslušenstvím LabTech.

▪ Hlavní jednotka			
Rychlost otáčení (rpm)	20-300		
Displej	LCD	LCD	Barevný dotykový
Zdvih	Manuální	Motorizovaný	Motorizovaný
Výška zdvihu (mm)	150	160	160
Úhel sklonu hlavy (°)	0-60		
Chladič	Vertikální nebo diagonální		
Chladicí plocha (cm ²)	1200 Standardní		
	1500 Na vyžádání		
Otáčení do protisměru	ano	-	ano
Gradientová destilace	-	-	ano
Zabudovaný ovladač vakua	-	-	ano
Knihovna rozpouštědel	-	-	ano
Teplota par	-	-	volitelná
Autodestilace	-	-	volitelná

▪ Obecné informace			
Třída ochrany (IP)	21		
Rozměry* (DxŠxV cm)	60x44x82	60x44x82	60x44x90
Hmotnost* (kg)	23	29	29
Napájení	230 V, 50/60 Hz		
	110 V, 60 Hz		
Katalogové číslo	LEV400NH	LEV400N	LEV400NV



Topné desky

Topné desky řady LabTech EH a EG jsou navrženy tak, aby splňovaly denní laboratorní požadavky. Jde o vynikající přístroje pro ohřev, odpařování nebo destilace a plně uspokojí nároky různých typu laboratoří.

SÉRIE EH

- Velká topná plocha
- Rychlé a rovnoměrné zahřívání
- Ovládání mikroprocesorem
- Speciální vysoce antikorozivní nátěry
- Odolný a stabilní provoz
- Kompaktní design v kombinaci s elegantním vzhledem

SÉRIE EH 45

- Grafitová topná plocha
- Rychlé a rovnoměrné zahřívání
- Ovládání mikroprocesorem
- Max. teplota až 450 °C
- Odolný a stabilní provoz
- Konstrukce bez otvoru, kompaktní provedení

SÉRIE EG

- Velká pracovní plocha
- Rychlé a rovnoměrné zahřívání
- Ovládání mikroprocesorem
- Oddělený ovladač
- Speciální antikorozivní úprava
- Kompaktní design



	EH20APLUS	EH20D	EH45C	EG20B
Výkon (W)	2000		3000	
Ovládání teploty	Vypínač (LED)	P.I.D. (LED)	P.I.D. (LCD)	Vypínač (LED)
Teplotní rozsah (°C)	Okolní až 200		Okolní až 450	
Přesnost (°C)	±5.0	±0.2	±2.0	±2.0
Materiál topné desky	Hliníková slitina s teflonovým krytím		Grafit s keramickým krytím	Hliníková slitina s teflonovým krytím
Odolnost vůči korozi	Vynikající	Dobrá	Vynikající	Vynikající
Způsob ohřevu	Elektrotermické			
Provoz bez přerušení (hod)	>48			
Topná plocha š x hl. (cm)	40x30		36x27	60x40
Rozměry přístroje š x hl. x v (cm)	40x30x14		36x35x16	60x40x11
Hmotnost (kg)	18		20	30
Napájení	230 V 50/60Hz			
Katalogové číslo	LH2011	LH2030	LH2120	LH2070

