

Co je pro Vás důležité?



- SOFISTIKOVANÉ
- EKONOMICKY VÝHODNÉ
- ŠETŘÍCÍ ČAS
- EKOLOGICKÉ
- BEZPEČNÉ
- VYSOCE KVALITNÍ
- PRAKTICKÉ

Ta pravá volba dle Vašich preferencí

Nabízíme Vám produkty přesně dle Vašich potřeb.

Akce na vialky a víčka!

od 1. 3. 2025 do 31. 5. 2025

Ve spolupráci s

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Ta pravá volba dle Vašich preferencí

SOFISTIKOVANÉ

Plastové vialky a víčka bez fluoru pro PFAS analýzy.

PP vialky pro větší odezvu signálu, všechny části bez PTFE zvyšují integritu vzorku.



Balení po 100 ks:

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC702500	Vialka šroubovací N 9, 1.5 mL, průhledný PP, 11.6 x 32 mm, se stupnicí	312
MAC702009	Vialka šroubovací N 9, 0.3 mL, průhledný PP, 11.6 x 32 mm, kuželový insert	312
MAC702172	Vialka šroubovací N 9, 0.3 mL, tmavý PP, 11.6 x 32 mm, kuželový insert	312
MAC702010	Vialka šroubovací N 9, 0.7 mL, průhledný PP, 11.6 x 32 mm, kulatý insert	312
MAC702809	Vialka snapovací N 11, 0.3 mL, průhledný PP, 11.6 x 32 mm, kulatý insert	312
MAC702173	Vialka snapovací N 11, 0.3 mL, tmavý PP, 11.6 x 32 mm, kulatý insert	312
MAC702174	Vialka snapovací N 11, 0.7 mL, tmavý PP, 11.6 x 32 mm, kulatý insert	312
MAC702819	Insert pro širokohrdlé vialky, 0.1 mL, průhledný PP, 5.7 x 29 mm, integr. pružinka	562
MAC702402	PP šroubovací víčko N 9, modré, středový otvor, bílý silikon / oranžový polyimid (pro PFAS)	374
MAC702405	PP šroubovací víčko N 9, modré, středový otvor, bílý silikon / oranžový polyimid (pro PFAS), preslitované	499
MAC702406	PP šroubovací víčko N 9, modré, středový otvor, bílý silikon / bezbarvý PP (pro PFAS)	374
MAC702403	PE snapovací víčko N 11, měkké, světle modré, středový otvor, bílý silikon / oranžový polyimid (pro PFAS)	395

EKONOMICKÉ

Víčka z přírodního kaučuku/ETFE pro rutinní GC analýzu.

Opakovaně uzavíratelná víčka z přírodního kaučuku za bezkonkurenční ceny.



Balení po 100 ks:

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC702460	PP šroubovací víčko N 9, modré, středový otvor, přírodní kaučuk / bezbarvý ETFE (pouze pro GC)	208
MAC70246	Hliníkové krimpovací víčko N 11, stříbrné, středový otvor, přírodní kaučuk / bezbarvý ETFE (pouze pro GC)	187
MAC70246.1	Hliníkové krimpovací víčko N 11, zelené, středový otvor, přírodní kaučuk / bezbarvý ETFE (pouze pro GC)	208
MAC70246.2	Hliníkové krimpovací víčko N 11, černé, středový otvor, přírodní kaučuk / bezbarvý ETFE (pouze pro GC)	208
MAC70246.3	Hliníkové krimpovací víčko N 11, modré, středový otvor, přírodní kaučuk / bezbarvý ETFE (pouze pro GC)	208

ŠETŘÍCÍ ČAS

Vialky s fixovanými inserty jako ready-to-use řešení.

Dokonale vycentrované, pevně fixované inserty, pro pohodlnou a rychlou manipulaci.



Balení po 100 ks:

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC702007	Vialka šroubovací N 9 s integr. insertem 0.2 mL, čirá, 11.6 x 32 mm	1 102
MAC702007.0	Vialka šroubovací N 9 s integr. insertem 0.2 mL, čirá, 11.6 x 32 mm, s popiskou	1 248
MAC702008	Vialka šroubovací N 9 s integr. insertem 0.2 mL, tmavá, 11.6 x 32 mm	1 144
MAC702891	Vialka krimpovací N 11 s integr. insertem 0.2 mL, čirá, 11.6 x 32 mm	1 082
MAC702891.0	Vialka krimpovací N 11 s integr. insertem 0.2 mL, čirá, 11.6 x 32 mm, s popiskou	1 227
MAC702014	Vialka krimpovací N 11 s integr. insertem 0.2 mL, tmavá, 11.6 x 32 mm	1 123
MAC702709	Vialka snapovací N 11 s integr. insertem 0.2 mL, čirá, 11.6 x 32 mm	1 102
MAC702708	Vialka snapovací N 11 s integr. insertem 0.2 mL, tmavá, 11.6 x 32 mm	1 144

Ta pravá volba dle Vašich preferencí

EKOLOGICKÉ

Šroubovací vialky a víčka N 24 pro enviromentální analýzy.

Spotřební materiál dle doporučení EPA pro spolehlivé výsledky enviromentálních analýz.



Balení po 100 ks:

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC702021	Vialka šroubovací N 24, 20 mL, čirá, 27.5 x 57 mm	520
MAC702132	Vialka šroubovací N 24, 30 mL, čirá, 27.5 x 72.5 mm	603
MAC702023	Vialka šroubovací N 24, 40 mL, čirá, 27.5 x 95 mm	666
MAC702074	Vialka šroubovací N 24, 60 mL, čirá, 27.5 x 140 mm	1 019
MAC702058	PP pevné šroubovací víčko N 24, bílé, středový otvor, bílý silikon / béžový PTFE	790
MAC702059	PP pevné šroubovací víčko N 24, bílé, plné, bílý silikon / béžový PTFE	853

BEZPEČNÉ

Šroubovací vialky a víčka N 18 pro headspace měření.

Pro bezpečnou přepravu vialek pomocí magnetu, nízké olupování a bezpečnou penetraci, bez rizika netěsností.



Balení po 100 ks:

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC702866	Vialka headspace šroubovací N 18, 10 mL, čirá, 22.5 x 46 mm, kulaté dno	520
MAC702866.2	Vialka headspace šroubovací N 18, 10 mL, tmavá, 22.5 x 46 mm, kulaté dno	603
MAC702826	Vialka headspace šroubovací N 18, 20 mL, čirá, 22.5 x 75.5 mm, kulaté dno	645
MAC702826.0	Vialka headspace šroubovací N 18, 20 mL, čirá, 22.5 x 75.5 mm, kulaté dno + stupnice	728
MAC702826.2	Vialka headspace šroubovací N 18, 20 mL, tmavá, 22.5 x 75.5 mm, kulaté dno	811
MAC702055	Magnetické víčko N 18, stříbrné, středový otvor, bílý silikon / modrý PTFE	1 082
MAC702827	Magnetické víčko N 18, stříbrné, středový otvor, modrý průhledný silikon / bílý PTFE	1 082

TOP KVALITA

N 20 krimpovací vialky a víčka pro headspace.

Vhodná pro PerkinElmer, Agilent, CTC a identicky konstruované autosamplery.



Balení po 100 ks:

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC70254	Vialka krimpovací N 20, 20 mL, čirá, 23 x 75.5 mm, kulaté dno (PP)	624
MAC702540	Vialka krimpovací N 20, 20 mL, čirá, 23 x 75.5 mm, kulaté dno (PP), popiska + stupnice	624
MAC702263	Vialka krimpovací N 20, 20 mL, čirá, 23 x 75.5 mm, kulaté dno (CTC)	624
MAC702263.0	Vialka krimpovací N 20, 20 mL, čirá, 23 x 75.5 mm, kulaté dno (CTC), popiska + stupnice	624
MAC702261	Vialka krimpovací N 20, 20 mL, čirá, 23 x 75.5 mm, ploché dno (Agilent)	624
MAC702340	Hliníkové krimpovací víčko N 20, stříbrné, středový otvor, průhledný modrý silikon / bezbarvý PTFE (styl Pharma-Fix)	728
MAC702093	Hliníkové krimpovací víčko N 20, stříbrné, středový otvor, průhledný modrý silikon / bezbarvý PTFE	770
MAC702094	Hliníkové krimpovací víčko N 20, stříbrné, středový otvor, bílý silikon / béžový PTFE	728
MAC702929	Hliníkové krimpovací víčko N 20, stříbrné, středový otvor, průhledný modrý silikon / bezbarvý PTFE	936
MAC702834	Bimetalické krimpovací víčko N 20, modré / stříbrné, středový otvor, průhledný modrý silikon / bezbarvý PTFE	978

Ta pravá volba dle Vašich preferencí

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC702341	Bimetalické krimpovací víčko N 20, modré / stříbrné, středový otvor, průhledný modrý silikon / bezbarvý PTFE (styl Pharma-Fix)	894

PRAKTICKÉ

Ergonomické a elektronické krimpovací/odkrimpovací nástroje odlehčují práci, snadno se používají a zaručují spolehlivé výsledky krimpování.



Balení po 1ks:

Kat.č.	Popis	Cena (Kč bez DPH)
MAC735211	Ruční ergonomické krimpovací kleště N 11, nastavitelné	4 597
MAC735311	Ruční ergonomické odkrimpovací kleště N 11	4 597
MAC735220	Ruční ergonomické krimpovací kleště N 20, nastavitelné	4 597
MAC735320	Ruční ergonomické odkrimpovací kleště N 20	4 597
MAC735511	Elektronické krimpovací kleště N 11 (jen pro hliníková víčka)	21 327
MAC735611	Elektronické odkrimpovací kleště N 11 (jen pro hliníková víčka)	21 327
MAC735520	Elektronické krimpovací kleště N 20 (jen pro hliníková víčka)	21 327
MAC735620	Elektronické odkrimpovací kleště N 20 (jen pro hliníková víčka)	21 327

Zajímá vás více podrobností o produktové řadě vialek a víček?

Pak následujte odkaz:

<https://www.mn-net.com/chromatography/vials-and-caps/>

nebo požádejte o naši brožurku vialek a víček.



Požádejte o naši
brožurku vialek
a víček.



Altium International s.r.o.

Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
info.cz@altium.net
eshop.hpst.cz
www.hpst.cz

www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com