



LISTOPAD VE ZNAMENÍ PŘESNOSTI


Sleva 25% na vybrané modely Hamilton stříkaček



promo kód:
HAM25



Sleva 20% na jehly Hamilton stříkaček




promo kód:
HAM20

- Špičková kvalita a precizní dávkování
- Vhodné pro automatizaci i ruční použití
- Kompatibilita s širokou škálou zařízení

Akční nabídka platná po celý listopad!

**Objednávejte nyní
a využijte podzimní výhodu!
Akce platí do **30. 11. 2025.****



Víc zde


KDYŽ ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM MIKROLITRU!



NOVINKA!

Přijďte se přesvědčit na seminář **NPI 2025 v hotelu Grandior**.
Exkluzivně na stánku výrobce HAMILTON.  26.11.2025

Zařízení **Hamilton MagHeat** je konstruováno s důrazem na přesnost, spolehlivost a flexibilitu, což z něj činí nepostradatelný nástroj pro široké spektrum laboratorních aplikací. Uplatnění nachází mimo jiné ve farmaceutickém výzkumu, molekulární biologii, chemické syntéze, biochemii, klinické diagnostice a materiálových vědách.



Základní parametry

Rozměry (Š × V × H): 346,5 × 230,6 × 99,4 mm

Hmotnost: 3,9 kg

Typ napájecího kabelu: EU (evropský standard)

Výkon a kapacita

Maximální množství pro míchání (voda): 20 litrů

Maximální zatížení: 25 kg

Maximální teplota ohřevu: 310 °C

Rozsah rychlosti míchání: 10–1600 ot./min

Přesnost nastavení rychlosti: ±10 ot./min

Délka míchacího magnetu: 30–80 mm


Materiál topné desky: hliník

Bezpečnost a funkce

Nastavitelný bezpečnostní okruh: 100 °C – 380 °C

Časovač: 1 sekunda – 99 hodin

Korekce viskozity: ano



Kat.č.: HAM10191909

HAMILTON®