

Precizní činidla pro stanovení obsahu vody

HYDRANAL™




STANOVENÍ OBSAHU VODY? S ČINIDLY **HYDRANAL™** NEUDĚLÁTE CHYBU!

- Spolehlivé výsledky
- Pro přesné měření obsahu vody v chemikáliích, olejích, léčivech i potravinách
- Široká nabídka volumetrických a coulometrických činidel
- Standardy vody
- Bezpečnější a ekologičtější řešení díky inovativnímu složení: **imidazol** místo pyridinu



Proč právě HYDRANAL™ ?

- Vysoce kvalitní výroba: Produkty vyvinuty v německém závodě v Seelze – záruka kvality a konzistence.
- Technická podpora: Přímou na stránkách výrobce najdete aplikační protokoly a návody k použití.
- Podpora Hydranal Center of Excellence: Profesionální podpora pro Vaši laboratorní práci.



Kat.č.	Popis produktu	Cena po slevě Kč bez DPH
34425-80ML	HYDRANAL™ CRM Water Standard 10.0	2 201
34446-40ML	HYDRANAL™ Water Standard 0.1 PC Standard for KF titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), box contains 10 glass ampoules of 4 mL	1 890
34828-6X40ML	HYDRANAL™ Water Standard 1.0	9 867
34849-6X80ML	HYDRANAL™ Water Standard 10.0	9 867
34748-6X10G	HYDRANAL™ Water Standard KF - Oven 220 - 230°C Standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.55%, exact value on report of analysis)	5 584
34694-80ML	HYDRANAL™ - H ₂ O - STD OIL, 080L	2 784
34241-250G	HYDRANAL™ Molecular sieve 0.3 nm. drying agent for air and gases for KF titration	1 397
34836-6x1L	HYDRANAL™ Coulomat AG Anolyte for coulometric Karl Fischer titration (methanol-based), for cells with and without diaphragm	25 610
34805-6X500ML	HYDRANAL™ Composite 5 Titrating agent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free)	12 731
37817-4X2.5L	HYDRANAL™ KFReagent Solution B for pyridine-based volumetric KF titration (iodine, methanol)	9 821

Pokud jste v naší tabulce nenašli produkt, který Vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat na info.cz@altium.net. Rádi Vám poskytneme další informace a pomůžeme najít to, co hledáte.



**BŘEZEN A DUBEN = MĚSÍCE 15%
SPECIÁLNÍ SLEVY NA VYBRANÉ HYDRANALY!**